

Kältestarre

Nehmen Sie den Transportbeutel, legen ihn bei Raumtemperatur auf den Tisch und warten Sie 2 Stunden bis das Transportwasser sich der Raumtemperatur angeglichen hat. Sie werden feststellen, dass die Garnelen (Wirbellosen) nach und nach aus der Kältestarre "aufwachen" - sich also wieder bewegen können. Kältestarre hinterlässt keinerlei Schaden bei den Tieren.

Wichtig ist, dass man niemals das kalte Wasser mit einer Heizung zusätzlich schnell aufwärmt. Also **nicht** wie man es früher oft getan hat den Transportbeutel schwimmend in das Aquarium legen. **Nicht** auf die Heizung legen und auch nicht mit dem Föhn nachhelfen. Bei zu schnellem erwärmen überleben das die Wirbellosen ggf. nicht.